



Активная пена VehiclePro Klear!Foam RM 892

VehiclePro Klear!Foam RM 892: Активная пена с мощным очищающим эффектом. Обеспечивает высокую эффективность очистки, легко смывается, совместима с воском и средствами для сушки. Соответствует требованиям VDA и безопасна для лакокрасочного покрытия.

pH 10
в виде концентрата



Свойства

- Шампунь для щеточной мойки легковых автомобилей с интенсивным пенообразованием
- Легко удаляет масла, жиры и минеральные загрязнения.
- Обеспечивает легкое скольжение щеток, тем самым защищая поверхность автомобиля.
- Формирует стабильную пену с мощным очищающим эффектом.
- Обеспечивает идеальный результат сушки, благодаря гидрофобному эффекту.
- Специальные компоненты способствуют длительной защите поверхности автомобиля.
- Высококонцентрированное средство.
- Соответствует требованиям VDA.

Способы применения

- Автомойки
- Мойки самообслуживания

Области применения

Автосалоны и автосервис	Легковые автомобили.
Компании по грузоперевозкам и автобусные перевозчики.	Мойка коммерческого транспорта
Автоматическая мойка для транспортных средств.	Легковые автомобили.

Технические характеристики

	Единица упаковки	Артикул
10 л	1 шт.	6.295-998.0
20 л	1 шт.	6.295-999.0
200 л	1 шт.	6.296-000.0

Применение

Автомойки

- Использовать средство в установке.
- Отрегулируйте дозировку на устройстве.
- Начните программу очистки

Комплексы автомоек самообслуживания

- Смешать в необходимой пропорции с чистой водой.
- Использовать средство в установке.
- Отрегулируйте дозировку на устройстве.
- Нанесите средство на всю поверхность объекта.
- Дать раствору подействовать.
- Время воздействия 1-5 мин, в зависимости от степени загрязнения.
- Тщательно промыть поверхность чистой водой.

Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.

- R310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/

Дополнительная информация

- Паспорт безопасности (MSDS)



Дозировка и расход

Состав	Методы очистки	Дозировка	Расход
1000 мл	Автоматическая мойка для транспортных средств.	5 – 10 мл/авт.	125 легк. авт.