



Засіб для очищення деталей PC Bio 10

Біологічно активний чистячий засіб на основі води, рН-нейтральний, не містить розчинників та дбайливий до шкіри. Найбільш підходить для використання у майстернях та сервісних приміщеннях, де потрібно швидко видалити жирові, масляні плями або забруднення сажею.

pH 7

У вигляді концентрату



Властивості

- Біологічно активний засіб для чищення деталей від стійких забруднень
- Ефективно розщеплює важкі забруднення, зокрема мастила, жири та мінеральні відкладення.
- Спеціально для використання з апаратом для очищення деталей Kärcher PC Bio
- Делікатний до матеріалів.
- Не викликає корозії і не легкозаймистий
- Прозора рідина з характерним запахом
- Рівень pH в концентраті прибіл. 7.5
- Не містить NTA.
- Не містить леткі органічні сполуки
- Не містить розчинників

Способи застосування

- Bio апарат для очищення деталей

Область застосування

Автосалон і автомайстерня.	Очищення деталей
Промисловість.	Очищення деталей

Технічні дані

	Одиниця упаковки	Артикул
20 л	1 шт.	6.295-260.0

Використання

Біо апарат для очищення деталей

- Залийте в установку РС Біо 80 л мийного розчину
- Встановіть температуру на апараті
- Очистіть об'єкт.



Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.

- EUN 210 Паспорт безпеки надається за запитом

Додаткова інформація

- Паспорт безпеки (MSDS)

Дозування

Склад	Методи очищення	Дозування	Витрата
1000 мл	Біо апарат для очищення деталей	Концентрований	1 л