




Aktywator mikrobiologiczny BCP MS

Reaktywuje mikroorganizmy po długich przerwach w pracy myjni lub gdy ciecz czyszcząca jest silnie zanieczyszczona.

NTA-frei



Własności

-
-
-
- wolny od NTA
- Wolny od VOC

Zakres zastosowań:

Dealerzy samochodowi:

Czyszczenie części maszynowych

Przemysł:

Czyszczenie części maszynowych


Zastosowanie

-

ph

6

w koncentracji



Rozmiar opakowania

250 ml

Numer katalogowy

6.295-262.0

Zastosowanie:



Dalsze informacje:

- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność:

Zawartość:	Metoda czyszczenia:	Roztwór wstępny:	Dozowanie:	Rodzaj zabrudzeń:	Wydajność:
1000 ml			pur		

Potrzebujesz więcej informacji?

Kärcher, S.A.

Josep Trueta, nº 6-7
Granollers (Barcelona)

Tel. 902 17 00 68- 93 846 44 47
Fax: 93 846 55 05