

Certyfikat

Skuteczność wirusobójcza parownicy SG 4/4
wyposażonej w dyszę podłogową
w zastosowaniu przeciwko Murine norowirus, szczep S99
będącego surogatem ludzkiego norowirusa

Urządzenie produkowane przez spółkę:
Alfred Kärcher SE & Co. KG, Alfred-Kärcher-Str. 28-40, 71364 Winnenden
Badanie: znormalizowana metoda czterech obszarów

Na wniosek spółki Alfred Kärcher SE & Co. KG Winnenden zbadano skuteczność wirusobójczą parownicy SG 4/4 wyposażonej w dyszę podłogową z listwą. Zastosowano symulację rzeczywistych warunków użytkowania, wykorzystując znormalizowaną metodę czterech obszarów. Dokonano oceny skuteczności wirusobójczej parownicy SG 4/4 w warunkach czystych. Wszystkie badane obszary były czyszczone z prędkością 30 cm/s z zastosowaniem procesu wycierania (*wiping*).

Parownica SG 4/4 wyposażona w dyszę podłogową (Alfred Kärcher SE & Co. KG)		Logarytmiczny współczynnik redukcji: 4,59 log ₁₀ ≥ 99,99%
Ustawienie urządzenia	Parownica SG 4/4 wyposażona w dyszę podłogową i ściereczkę	
Metoda badania	Metoda czterech obszarów (w oparciu o normę DIN EN 16615:2015-06)	
Podejście metodologiczne	Praktyczne zastosowanie: działanie parą	
Mikroorganizm użyty w badaniu	Mourine norowirus, szczep S99	
Substancja interferująca	Warunki czyste	
Powierzchnia użyta w badaniu	FOREX® classic (wykładzina z PCV jako standard powierzchni twardej)	
Prędkość	30 cm/s	
Ściereczka myjąca	Bawełna 100%	

Skuteczność parownicy SG 4/4 w redukcji badanego mikroorganizmu (Mourine norowirus, szczep S99) w dwóch niezależnych próbach wyniosła 4,59 log (≥99,99%).

Działanie dezynfekujące parownicy SG 4/4 zostało wykazane logarytmicznym współczynnikiem redukcji mikroorganizmów na poziomie > 4 log.

Stuttgart, 27 sierpnia 2020 r.

Zaświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia

z oryginałem sporządzonym w j. angielskim

Repertorium Nr: 328/2020 Data: 29 października 2020

Robert Foltyn, tłumacz przysięgły z j. angielskiego

ul. Oszczepowa 31, 94-123 Łódź

tel. 42 258 99 00, tel. kom. 601 24 12 26, e-mail: foltyn@foltyn.x.pl

Rozmiar dokumentu: ok. 1900 znaków = 2 strony

